

Erste-Hilfe-Füllung für Betriebsverbandkästen und Verbandschränke

DIN 13157-C Stand 2021-11

entspricht DGUV Regel 100-001
 „Grundsätze der Prävention“
 Abschnitt 4.7.2



Inhalt:

- 1 Rollenpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5 cm
- 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
- 1 Fertigpflasterassortiment bestehend aus:
 - 6 Fingerkuppenverbände DIN 13019 - 5 x 4 cm
 - 6 Fingerverbände DIN 13019 - 12 x 2 cm
 - 6 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 1,9 cm
 - 12 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 2,5 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril
- 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, steril
- 6 Kompressen (100 - 5) mm x (100 ~ 5) mm, steril
- 2 Augenkompressen, steril
 - 1 Kälte-Sofortkompressse Fläche min. 200 cm²
- 1 Rettungsdecke-Maße 2100 x 1600 mm
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8
- 2 Dreiecktücher DIN 13168 - D
- 1 Verbandkastenschere für Erste-Hilfe-Bereich
 DIN 58279 - B 190
- 2 Folienbeutel, 300 x 400 mm
- 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm
- 4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
- 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
 nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3
 oder DIN EN ISO 374-5
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 2 Gesichtsmasken, mind. Typ I, DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis

SAN-7005
 SAN-7006-12
 SAN-7007-30

SAN-7009
 SAN-7010
 SAN-7011
 SAN-7013
 SAN-7015
 SAN-7014
 SAN-0024
 SAN-7021
 SAN-7000
 SAN-7001
 SAN-7003
 SAN-7024

SAN-7026
 SAN-7004
 SAN-7061
 SAN-0028

SAN-100C
 SAN-0028-IIR2

Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass es von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens ein Stockwerk entfernt ist.

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten:

- Der große Verbandkasten nach DIN 13169 „Verbandkasten E“
- Der kleine Verbandkasten nach DIN 13157 „Verbandkasten C“

**Erneuern Sie
 das Erste-Hilfe-Material
 bei Ablauf
 des Verfallsdatums !**



Verwaltungs- und Handelsbetriebe	Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	Anzahl Verbandkästen DIN 13157
1 - 50 Versicherte 51 - 300 Versicherte für je 300 weitere Versicherte	1 - 20 Versicherte 21 - 300 Versicherte für je 100 weitere Versicherte	1 - 10 Versicherte 11 - 50 Versicherte für je 50 weitere Versicherte	1 2 *) 2 *)

*) Ein Verbandkasten DIN 13169-E ersetzt 2 Verbandkästen DIN 13157-C